

EN BREF

Le CNR recommande de choisir un test au regard de

- ses performances analytiques (score analytique élevé)
- sa capacité à détecter les 4 virus grippaux circulant

à performances analytiques équivalentes

- sa praticabilité (score pratique élevé)

Tableau 4 : Récapitulatif des performances et classement de chaque test selon les scores analytique et pratique.

FABRICANT	NOM DU DISPOSITIF	SCORE ANALYTIQUE	SCORE PRATIQUE
QUIDEL / INGEN	Sofia™ Influenza A+B FIA	10	26
BD Diagnostics	BD Veritor™ System for rapid detection of flu A+B	9	21
FUJIREBIO EUROPE (M)	Espline® Influenza A&B-N	8	22
BENEX LIMITED / BD Diagnostics	BD Directigen™ EZ Flu A+B	7	25
ALL.DIAG	INFLUENZATOP®	6	27
CerTest BIOTEC	Certest Influenza A+B	6	26
QUIDEL / INGEN	QuickVue® Influenza A+B test	6	23
DENKA SEIKEN UK (M)	QuickNavi™-Flu	6	24
EMERGO EUROPE / ALERE	Alere BinaxNow® Influenza A&B Card	5	32
MEDIMARK EUROPE / ALERE	Clearview® Exact Influenza A&B	5	25
VEDALAB (F)	Duo Influenza A+B - Check-1	5	22
NAL VON MINDEN (F)	NADAL Influenza A+B Test (strip)	4	28
MEDIX BIOCHEMICA	Actim® Influenza A&B	4	27
THERMO FISHER SCIENTIFIQUE (M) / OXOID	Remel X/pect® Flu A&B	4	24
GECKO PHARMA / BIOLYS (1)	Influenza A/B 2 Panel Test	5	21
MT PROMEDT CONSULTING / ALERE (1)	SD Biotline Influenza Antigen	4	27
MERIDIAN BIOSCIENCE (1)	Tru FLU®	3	25
MT PROMEDT CONSULTING / ALERE (0)	SD Biotline Influenza Ag A/B/A H1N1 Pandemic	3	27
NAL VON MINDEN (F) (0)	NADAL Influenza A+B Test (Cassette)	2	24
CORIS BIOCONCEPT (0)	Influ A&B Respi Strip	2	19
BIOMERIEUX	BioNexia Influenza A+B	NC	26
CE PARTNER 4U / CTK Biotech	OnSite influenza A/B Rapid Test	NC	23

NC : non classable ; (1) tests ne détectant qu'un lignage de virus influenza B; (0) tests ne détectant pas les virus influenza B.